

Larm för medicinska gaser VIGI 3033 - VIGI 3055 - VIGI 3077

En ny generation larm som kan ta emot signal från 4-20 mA tryckgivare, kontaktmanometer och pressostater. Larmgränser för respektive gas ställs lokalt. Aktuellt tryck och överskriden larmgräns är, i de fall tryckgivare används, avläsbart i enhetens digitala display. Larmet är försett med MODBUS kommunikationsgränssnitt för inkoppling till centralt övervakningssystem via RS485. Maximalt 10 slavlarmpaneler kan kopplas till varje VIGI larmenhet. Signal till kallelsesystem via separat reläutgång.

VIGI larmenhet används ihop med Aspira tryckövervakare, tryckvakter, gascentraler och liknande utrustningar av annat fabrikat. Möjlighet att koppla dubbla larmenheter via speglingsfunktion.



Bilden visar Larmenhet 3077



Bilden visar VIGI 3003 slavpanel

TEKNISKA DATA

Dimensioner:

- VIGI larmenhet: 210 x 165 x 60
- VIGI slavpanel: 205 x 80 x 50

El-klass: klass 1

IP- Index: IP31

Matning: 115VAC / 230VAC ($\pm 10\%$)

Strömförbrukning: 30 VA

Utgångar:

För inkoppling av max 10 st VIGI slavpaneler

MODBUS 9600bps via RS485

Separat utgång för kallelsesystem

Max 10st slavpaneler kan kopplas till varje VIGI larmenhet. Slavpanelen kan kopplas som summalarm för fyra gaser alternativt som hög och låglarm för två gaser.

<u>Artikelnummer</u>	<u>Benämning</u>	
410580	Larmenhet	VIGI 3033 för 1-gas (kontaktmanom.) 3-gaser (tryckgivare)
410581	Larmenhet	VIGI 3055 för 2-gaser (kontaktmanom.) 5-gaser (tryckgivare)
410582	Larmenhet	VIGI 3077 för 3-gaser (kontaktmanom.) 7-gaser (tryckgivare)
410585	Slavpanel	VIGI 3003 för 4-gaser alt. hög / låglarm för 2-gaser
410586	Ram slavpanel	VIGI 3003 används vid utanpåliggande montage
410587	Dosa slavpanel	VIGI 3003 används vid infällt montage

<input type="checkbox"/> Huvudkontor	Aspira Medical AB
Adress	Duvnäs
	781 90 Borlänge
Tel	+46 (0)243-23 05 00
Fax	+46 (0)243 23 05 07
E-Mail	info@aspira.se
Hemsida	www.aspira.se
Bankgiro	5367-4990
Postgiro	637 39 60-1
VAT	SE556447153901

<input type="checkbox"/>	Box 41
	239 21 Skanör
	+46 (0)40-47 57 98
	+46 (0)40-47 27 47