

CosyTherm

Neonatal värme 230V/ batteridrift

Produktinformation

CosyTherm neonatalvärme är ett nytt komplett uppvärmningssystem för att värma för tidigt födda barn. Systemet består av en kontrollenhet samt en värmekälla. CosyTherm bygger på en unik värmekälla som närmast kan liknas vid en tunn gummiduk som alstrar jämn värme över hela sin yta. Alla CosyTherm neonatalvärmeprodukter är uppbyggda kring denna moderna teknik vilket innebär att hela madrassytan blir uniformt uppvärmd. Det behövs ingen vattenmadrass för att sprida och fördela värmen vilket avsevärt förenklar hanteringen av värmemadrassen. CosyTherm neonatalmadrass är tryckavlastande och finns i flera storlekar, dessa kan användas såväl i sjukhusets befintliga neonatalsängar som i Aspira egna neonatalsängar. CosyTherm's korta uppvärmningstid är en stor fördel, redan efter 10-15 minuter är madrassen uppvärmt till inställd temperatur och är därmed klart för att värma barnet. CosyTherm finns också som täcke, uppbyggd med samma moderna teknik som madrasserna.



Tekniska data

Kontrollenhet: 230V AC 50Hz / batteridrift
 Batteridrift: Upp till 4 timmar
 Madrass: 24V AC
 Temperatur: Uppvärmningstid 10-15 minuter
 Omfång: 1) 33.0°C till 37.0°C
 2) 28.0°C till 35.0°C
 3) 32.0°C till 39.0°C
 Reglering: I steg om 0.5°C
 Sladdlängd: 2 meter till madrass

Standard EN60601-1, Klass IIa, TypeBF EN60601-1-2 EN60601-2-35 93/42/EEC, EEC MDD73/23/EEC, EEC Låg Volt Dev. Dir.

CosyTherm madrass och täcke

Produkternas ytskikt är mjukt och behagligt att ligga på. Alla skarvar är svetsade vilket gör det enkelt att rengöra produkten. Givetvis är allt Latexfritt. För att passa flertalet neonatalsängar finns madrassen i flera olika storlekar. CosyTherm täcket används med samma kontrollenhet som madrassen. Både madrass och täcke har inbyggd termostat som skyddar mot överhettning.

Artikelnr	Benämning	Storlek
499025	Madrass NCM1	610 x 340 mm
499026	Madrass NCM2	730 x 580 mm
499027	Madrass NCM K-M	640 x 430 mm
499030	Täcke NCB1	450 x 500 mm
499022	Kontrollenhet CCU201 kombinerad 230V/Batteridrift	



Batteridrift i upp till 4 timmar möjliggör uppvärmd transport av babyn.

Huvudkontor
Adress

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 95 Borlänge
+46 (0)243-23 05 00
+46 (0)243 23 05 07

Box 41
239 21 Skanör
+46 (0)40-47 57 98
+46(0)40-47 27 47

E-Mail
Hemsida
Bankgiro
Postgiro
VAT

info@aspira.se
www.aspira.se
5367-4990
637 39 60-1
SE556447153901