

Flödesmätare RS

Flödesmätare för andningsoxygen och andningsluft

Produktinformation

Flödesmätare RS kan med fördel användas i de flesta applikationer där man vill ge patienter andningsoxygen eller andningsluft. Flödet regleras med ett ergonomiskt, tydligt uppmärkt, inställningsvred. Flödesröret har en skalupplösning som erbjuder tydlig avläsning av varje inställt flöde.

Flödesmätaren finns i olika flödesområden både för andningsoxygen och andningsluft

Flödesmätaren kan beställas med olika inloppsanslutningar och med slanglängd 1 meter eller 1,5 meter. Utloppsanslutningen är gänga 9/16" som vid är leverans försedd med slangsockel.

Anm. Utloppsanslutning 9/16" är en gänganslutning som passar flertalet oxygenbefuktare.

Tekniska data

Inloppstryck	Andningsoxygen 4,5 Bar Andningsluft 5 Bar
Mått mm.	82x33x136 mm
Vikt:	230 gram
Utlopp:	9/16" (levereras med slangsockel)
Standard:	CE-märkt (MDR) 2017/745



För Andningsoxygen

434120-2	RS O2 1 lpm, med 1m slang, rak hane, universalklove
434120-3	RS O2 1 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434120-4	RS O2 1 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434120-5	RS O2 1 lpm, med snabbkoppling. för direktmontage i gasuttag
434122-2	RS O2 5 lpm, med 1m slang, rak hane, universalklove
434122-3	RS O2 5 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434122-4	RS O2 5 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434122-5	RS O2 5 lpm, med snabbkoppling. för direktmontage i gasuttag
434124-2	RS O2 15 lpm, med 1m slang, rak hane, universalklove
434124-3	RS O2 15 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434124-4	RS O2 15 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434124-5	RS O2 15 lpm, med snabbkoppling. för direktmontage i gasuttag
434126-2	RS O2 30 lpm, med 1m slang, rak hane, universalklove
434126-3	RS O2 30 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434126-4	RS O2 30 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434126-5	RS O2 30 lpm, med snabbkoppling. för direktmontage i gasuttag
434116-2	RS O2 50 lpm, med 1m slang, rak hane, universalklove
434116-3	RS O2 50 lpm, med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434116-4	RS O2 50 lpm, med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434116-5	RS O2 50 lpm, med snabbkoppling. för direktmontage i gasuttag

För andningsluft se sid 2 på detta faktablad

Huvudkontor
Tel:
Adress:

Aspira Medical AB
0243-23 05 00
Duvnäs
781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990
Postgiro: 637 39 60 -1
VAT: SE556447153901

E-mail: info@aspira.se
Hemsida: www.aspira.se
Hemsida: www.babyskottbord.se

För Andningsluft

434118-2	RS A-Luft 5 lpm , med 1m slang, rak hane, universalklove.
434118-3	RS A-Luft 5 lpm , med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434118-4	RS A-Luft 5 lpm , med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434118-5	RS A-Luft 5 lpm , med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag
434134-2	RS A-Luft 15 lpm , med 1m slang, rak hane, universalklove.
434134-3	RS A-Luft 15 lpm , med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434134-4	RS A-Luft 15 lpm , med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434134-5	RS A-Luft 15 lpm , med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag
434136-2	RS A-Luft 30 lpm , med 1m slang, rak hane, universalklove
434136-3	RS A-Luft 30 lpm , med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434136-4	RS A-Luft 30 lpm , med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434136-5	RS A-Luft 30 lpm , med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag
434138-2	RS A-Luft 50 lpm , med 1m slang, rak hane, universalklove
434138-3	RS A-Luft 50 lpm , med 1m slang, vinklad hane, universalklove.
434138-4	RS A-Luft 50 lpm , med 1,5m slang, vinklad hane, universalklove.
434138-5	RS A-Luft 50 lpm , med snabbkoppling för direktmontage i gasuttag