

Gaskloss för medicinska gaser

Gaskloss används för att på ett enkelt sätt kunna ansluta slangar från t.ex försörjningspendlar till sjukhusets rörsystem för medicinska gaser.

Anslutningspunkten mellan slang och gasblock är NIST / LÖD 15 MM-koppling enligt Svensk standard för medicinska gaser. Gasblocken finns för anslutning av andningsoxygen, lustgas, andningsluft, instrumentluft, medicinsk koldioxid och evakuering.



Hållaren (klossen) för NIST / LÖD 15 MM-kopplingar är tillverkad av bockad stålprofil med färdiga monteringshål för enkel installation.

NIST kopplingarna ansluts mot 15 mm rör via lödning, kopplingarnas gas-specifika gänga följer svensk standard för medicinska gaser, EN ISO 7396-1 och SIS HB 370 samt SS 8752430.

Gasklossen levereras utan monterade NIST / LÖD 15 MM kopplingar och ettiketter för medicinska gaser medföljer vid leverans.

Benämning:	Artikelnummer
Gaskloss utan NISTkopplingar	414076
Andningsoxygen NIST / löd 15 mm	414116
Lustgas NIST / löd 15 mm	414117
Andningsluft NIST / löd 15 mm	414118
Instrumentluft NIST / löd 15 mm	414119
Utlopp NIST / löd 15 mm	414120
Medicinsk koldioxid NIST / löd 15 mm	414139

Vid beställning av gaskloss ange vilka NIST-kopplingar som skall användas, artikelnummer + antal. Beställ dessa NIST-kopplingar ihop med gaskloss eller alternativt utan gaskloss.

Huvudkontor
Adress

Tel
Fax
e-mail
webbsida

Aspira Medical AB
Duvnäs
781 90 Borlänge
0243 - 23 05 00
0243 - 23 05 07
info@aspira.se
www.aspira.se

Försäljningskontor Malmö

Box 41
239 21 Skanör
040 - 47 57 98
-
info@aspira.se