


Grenuttag

För medicinska gaser

Produktinformation

Aspira Grenuttag kan fås med 2 alternativt 3 gasuttag. Gasuttagen riktas utåt eller nedåt. Tre olika anslutningsfinns för anslutning till gasuttag. Inloppsanslutning för direktmontage i gasuttag, T-fäste för klovmontage eller T-fäste med klove. Vid användning av T-fäste monteras slang med rak alternativt vinklad snabbkoppling. Slanglängd enligt önskemål. Vid beställning ange antal gasuttag och riktning på gasuttag. Ange typ av inloppsanslutning. Vid beställning med T-fäste för klove eller T-fäste med klove ange slanglängd samt rak eller vinklad snabbkoppling.



Artikelnummer:

Fördelarblock för gasuttag kompl
(gemensamt för alla gaser) 411670

O ₂		N ₂ O	
Gasuttag	411661	Gasuttag	411662
Inloppsanslutning hane O ₂	434081	Inloppsansl. T-fäste för klove	434083
Inloppsansl. T-fäste för klove	434083	Inloppsansl. T-fäste med klove	434084
Inloppsansl. T-fäste med klove	434084	Snabbkoppling N ₂ O rak	490332
Snabbkoppling O ₂ rak	490330	Snabbkoppling N ₂ O vinklad	490342
Snabbkoppling O ₂ vinklad	490341	Slang blå N ₂ O	490302
Slang vit O ₂	490306	Slanghylsa (2 st)	490317
Slanghylsa (2 st)	490317		
Andningsluft		Instrumentluft	
Gasuttag	411663	Gasuttag	411666
Inloppsanslutning hane A-luft	434085	Inloppsanslutning hane I-luft	434082
Inloppsansl. T-fäste för klove	434087	Inloppsansl. T-fäste för klove	434087
Inloppsansl. T-fäste med klove	434086	Inloppsansl. T-fäste med klove	434086
Snabbkoppling A-luft rak	490333	Snabbkoppling i-luft rak	490337
Snabbkoppling A-luft vinklad	490343	Slang svart/vit	490303
Slang svart/vit	490303	Slanghylsa (2 st)	490318
Slanghylsa (2 st)	490318		



