

# KRÖBER O2 (0,2-6l/min.)

## Oxygenkoncentrator

### Produktinformation

För behandling av andningsrelaterade sjukdomar som exempelvis, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Kan användas till alla patienter, även barn, som ordinerats andningssoxygen upp till 6 liter/min.

**Kröber O2** är en unik oxygenkoncentrator som uppfyller kraven på en modern koncentrator. Den har en unik flödesreglering, med digital avläsning, som tillåter finjustering av oxygenflödet till patienten. Flödesreglering kan göras i steg om;

- 0,1 liter i området 0–2 liter/min.
- 0,2 liter i området 2–4 liter/min.
- 0,5 liter i området 4–6 liter/min.

Den är mycket tyst med 35 dbA ljudnivå. Den är strömsnål och förbrukar endast 350W. Den väger endast 19,8 Kg, och tack vare sin form kan den bäras som en normal resväska vilket innebär att oxygensköterskan/teknikern lätt kan ta den till och från patienten. Byggt för att transporteras stående eller liggande.

**Kröber O2** producerar oxygenanrikad luft upp till motsvarande 5,4 liter/min. 100 %-ig andningsoxygen. En inbyggd analysator kontrollerar kontinuerligt halten av oxygen i den utströmmande andningsluften. Vid för låg oxygenhalt eller knickad slang larmar apparaten. Det ordinerade flödet kan finjusteras med hjälp av ett flödesvred och avläses digitalt i en stor tydlig display, alla tolkningsfel av flödesmätare är således eliminerade.

**Kröber O2** har mycket låg ljudnivå och låg vikt.



### **Tekniska data**

Spänning:	230V / 50Hz
Effekt:	350W
Ljudnivå:	35 dBA
Dimension:	535x203x520mm (BxDxH)
Vikt:	18,8kg
Färg:	Grå/Blå
Inställbara flöden/ min:	0,2 – 6l/min. Finjustering av flöderna i små steg.
Koncentration:	0,2-5l/min 93% ± 3% 5-6l/min 90% ± 3%
Alarm:	Temp, Spänning, System, Flöde/ slangfel, Koncentration

### **Benämning**

Kröber O2 Oxygenkoncentrator

### **Artikelnummer**

435800–2

### **Tillbehör**

Patientslang (50m/fpk)

Huvudkontor  
Adress

Aspira Medical AB  
Duvnäs  
781 90 Borlänge  
0243 – 23 05 00  
0243 – 23 05 07  
[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)  
5367-4990  
637 39 60 – 1  
SE556447153901

Försäljningskontor

Aspira Medical AB  
Duvnäs  
781 90 Borlänge  
0243 – 23 05 00

[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)

Hemsida: [www.aspira.se](http://www.aspira.se)  
[www.babyskottbord.se](http://www.babyskottbord.se)

Försäljningskontor

Aspira Medical AB  
Box 41  
239 21 Skanör  
040 – 47 57 98

[info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)