

## ASPIRA BABYSÄNGAR BM – 01 och BM - 02

Praktiskt utformad babysäng för att lätt kunna sköta det nyfödda barnet. Med ramens utformning är det lätt att placera babysängen nära den vanliga sängen när man vill ha sitt barn nära sig. Sängen är lätt att transportera, har en insats i transparent plast. Har anti trendelenburg – läge.

Är lätt att rengöra, både stativet och insatsen. Stativet är utformat på modellerna BM-01 och BM-02 så att man kan stapla dessa för att spara plats. Insatsen är också stapelbara för lättare förvaring när man inte använder sängen.



Huvudkontor    Aspira Medical AB  
Tel:            0243-23 05 00  
Adress:        Duvnäs  
                  781 90 Borlänge

Bankgiro: 5367-4990  
Postgiro: 637 39 60 -1  
VAT: SE556447153901

E-mail:    [info@aspira.se](mailto:info@aspira.se)  
Hemsida: [www.aspira.se](http://www.aspira.se)  
Hemsida: [www.babyskottbord.se](http://www.babyskottbord.se)



#### Tekniska Data

##### Stativet

Pulverlackerad rörram. Kan beställas i följande färger: Vit (standard), Gul, Blå och Grön

##### Hjul

75mm, med ett hölje av galvaniserat stål. Två låsbara hjul.

##### Insatsen

Transparent plast, inkl. madrass.

##### Mått

Stativet; 735 x 480 x 950mm (L x S x H)  
Insatsen; 660 x 410 x 220mm (L x S x H)

##### Övrigt

Har Trendelenburg funktion +15grader

#### Tekniska Data

##### Stativet

Rörram i rostfritt stål (OH18N9\*)

##### Hjul

75mm, med ett hölje av galvaniserat stål. Två låsbara hjul.

##### Insatsen

Transparent plast, inkl. madrass.

##### Mått

Stativet; 735 x 480 x 950mm (L x S x H)  
Insatsen; 660 x 410 x 220mm (L x S x H)

##### Övrigt

Har Trendelenburg funktion +15grader

\* Likvärdig med DIN standard: X5CrNi 18 10,  
EN standard 1,4301