

## Patientslang NewLife-70

### För lustgasbehandling


Slangsetet är utformat för att kunna användas vid behandling med lustgas (N<sub>2</sub>O) vid förlossning eller vid procedursmärta. Kan användas med olika gasblandningar:

- 0–70% för förlossning
- 50/50% eller 0–50% blandning vid bland annat procedursmärta inom akutsjukvård, ortopedi.

Patientslangen är utprovad ihop med NewLife-70 och vi garanterar då korrekt funktion. Att använda en annan patientkrets kan innebära fel andningsmotstånd vilket kan påverka funktionen hos NewLife-70 på ett negativt sätt. Att använda en felaktig patientkrets kan således ge allvarlig funktionsstörning vid behandling med NewLife-70.

Slangsetet NewLife-70 är en dubbelslang med envägsventiler för en säker administrering av lustgasen. Expanderbar upp till 3.0m vilket gör att användaren själv kan välja längden vid användning.

Slangen består av en inspirationsslang med 22F koppling som kopplas till demandventilen och en expirationsslang med 22F som kopplas till medicvents evakueringsystem. Båda slangarna har 22F-kopplingar samt en U-koppling med 15M-koppling och ett löstagbart och roterbart knä. Slangen passar till Medicvents dubbelmask och evakueringsystem. Slangsystemet är märkta med riktningspilar för att användaren snabbt och enkelt ska hitta inspirations- och expirationsslang vid uppkoppling.



**Artikelnummer Benämning**

458020 Patientslang NewLife-70 för lustgasbehandling vid förlossning och procedur-smärta. 3m, utdragbar. Med envägsventiler

**antal / förp.**

15 st.

**För ytterligare information, kontakta gärna oss på nedan telefonnr.**