

## Oxygenslang för sjukhus och hemsjukvård

Slangar som kopplas mellan oxygenflödesmätare/oxygenkoncentrator och patient på sjukhus eller i hemsjukvård skall vara CE-märka som klass 2A medicintekniska produkter. Dessa slangar transporterar medicinsk gas till patienten och då måste dessa uppfylla normen EN 13544-2: Respiratory therapy equipment - Part 2: Tubing and connectors. Icke CE-märkta slangar får inte användas inom sjukvården för medicinsk gas.

Vi kan i vårt sortiment erbjuda följande CE-märkta gröna oxygenslang som får användas inom sjukhus och hemsjukvård för att transportera medicinsk gas till patienter:



CE-märkt grön andningsoxygenslang avsedd för oxygenkoncentratorer och flödesmätare inom sjukvården

### Grön slang

Oxygenslang som ligger på golvet utgör en potentiell snubbelrisk. För att minska denna snubbelrisk är vår oxygenslang grönfärgad, och syns därmed betydligt bättre än motsvarande transparenta slang.

**Dimensioner:** Ytterdiameter 8mm  
Innerdiameter 5mm  
(OBS! Ej bubbelslang)

**Levereras på 50 meters rulle**

**Artikelnummer 435016-3**

**Grön CE-märkt oxygenslang**

Vi har även ett stort utbud av flödesmätare, oxygenkoncentratorer och diverse tillbehör som gör oxygenbehandling i sjukvården och hemmet effektiv och bekväm för patienter och personal.